



农药残留检测仪

仪器简介:

农药残留检测仪是根据农业标准方法 (NY/T 448-2001) 和国家标准 (GB/T5009.199-2003) 中的酶抑制率法, 严格遵循《GB/T5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。

仪器功能:

- 1、显示屏幕: 7 英寸触摸液晶屏;
- 2、操作系统: Android 操作系统;
- 3、检测依据: 国家标准 (GB/T5009.199-2003)、农业部标准 (NY/T448-2001)、食药总局标准 (KJ201710);
- 4、样品信息: 可设置样品名称、样品来源信息;
- 5、用户信息: 可设置检测单位、检测人员信息;
- 6、检测信息: 吸光度、透射比、检测结果 (抑制率)、结果判断、判断依据、检测时间等信息;
- 7、智能检测: 对照和样品同时或独立检测, 兼容单通道或多通道同时检测;
- 8、数据导出: 支持检测数据导出;
- 9、软件更新: 支持远程联网更新软件版本;
- 10、通讯接口: USB、网口、wifi 等;
- 11、打印功能: 内置 58mm 热敏打印机, 打印信息包括各样品信息、用户信息、检测信息等, 具备多种打印模式可选 (标准打印、精简打印、合并打印);
- 12、数据上传: 支持进行数据传输及对接各地监管平台。

技术参数:

- 1、检测通道: 16 通道;
- 2、检测项目: 有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留;
- 3、波长范围: $412\text{nm} \pm 2\text{nm}$;
- 4、检测范围: 0.00-100% (抑制率);
- 5、零点漂移: $\leq \pm 0.5\%$;
- 6、光电漂移: $\leq \pm 1.0\%$;
- 7、透射比误差: $\leq \pm 2.0\%$;
- 8、透射比重复性: $\leq 0.5\%$;
- 9、通道间差: $\leq 1\%$;
- 10、数据储存: ≥ 80.00 条;
- 11、比色皿: $10 \times 10\text{mm}$ 标准样品池;
- 12、仪器尺寸: $350 \times 300 \times 155$ (mm)。



公司: 武汉钰品研生物科技有限公司

网址: www.yupinyanbio.com

电话: 13720286360

地址: 武汉市洪山区民族大道 331 号海创源创业园
5-6 层